

Ordine

Preventivo

Conto visione

Axkid ONE 2 Reha **NEW**

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Axkid ONE 2 Reha

Seggiolino per auto 0 - 23 kg con posizionamento rivolto in senso contrario alla marcia



PREZZO BASE: 3.560,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2578875

Configurazione di base

- Seduta imbottita con posizionamento rivolto in senso contrario alla marcia
- Schienale imbottito reclinabile fino a 42°
- Poggiatesta imbottito regolabile in altezza in 12 posizioni
- Cintura integrata a 5 punti con regolatore centrale per la lunghezza
- Supporti laterali tronco imbottiti e regolabili
- Guida per le anche imbottite e regolabili
- Sistema di protezione dagli impatti laterali (ASIP) posizionabile a dx o sx
- Cuneo di abduzione removibile
- Maniglia per il trasporto
- Rivestimento in tessuto nero sfoderabile e lavabile
- Basamento con barra di rimbalzo automatica e suono incorporato
- Sistema di aggancio ISOFIX integrato



La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/axkid-one-2-reha.

ETÀ EVOLUTIVA

Dati tecnici	
Profondità della seduta (alla cinghia inguinale)	16 cm
Profondità del sedile (al bordo anteriore)	28 cm
Larghezza sedile	21 - 29 cm
Altezza dello schienale (interno sedile)	52 - 63 cm
Larghezza schienale (seduta)	30 cm
Altezza min. schienale	29 - 42 cm
Altezza max. schienale	50 - 63 cm
Larghezza poggiatesta	16 cm
Altezza spalla (con guida cintura)	26 - 37 cm
Larghezza spalle	32 cm
Angolazione dello schienale (max)	90° - 145°
Inclinazione sedile (modello base)	45° / 65°
Altezza delle imbottiture del bagagliaio (bordo superiore)	28 - 34 cm
Distanza imbottiture bagagliaio (bordo superiore)	18 cm
Guida all'abduzione (L x A x P)	7 x 10 x 10 cm
Dimensioni max complessive (L x A x P)	44 x 76 x 54 cm
Peso del sedile (modello base)	9,9 kg
Altezza min-max utente	61 - 125 cm
Peso min - max utente	0 - 23 kg

Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

Seggiolino		
Articolo	Descrizione	Imponibile
520	Axkid ONE 2 Reha seggiolino auto	3.560,00 €

Accessori		
Imbottitura aggiuntiva per poggiatesta 	Tappeto di protezione per il sedile e l'appoggiaschiena 	Giubbottino antifuga large (da 6 mesi a 4 anni) 
91069 Prezzo / Pz. 198,00 €	814 Prezzo / Pz. 73,00 €	826 Prezzo / Pz. 88,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.06.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/axkid-one-2-reha.