

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:  
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

## Cuscino STX1

Rivenditore

Valutazione eseguita da:  
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

### STX1

Numero repertorio Ministero: 2571646

#### Descrizione

Cuscino con base rigida Contour adattabile a posture asimmetriche. L'alto profilo sagomato 8-10 cm garantisce un ottimo supporto. Le due sacche ermetiche d'aria (sostituibili con sacche a gel opzionali) garantiscono la ridistribuzione della pressione e non richiedono gonfiaggi e manutenzione. Indicato per un utilizzatore poco attivo e con necessità un importante posizionamento. Ottima gestione del dolore e delle pressioni, grazie ai nuovi materiali e design innovativo.

#### Caratteristiche tecniche

- Base rigida Contour predisposta
- Altezza supporto profilo: 80 mm
- Due sacche d'aria ermetiche posizionabili a livello ischiatico
- Diversi set di componenti per il posizionamento
- Peso cuscino: 1,8 kg (mis. 18"x18" - 46 x 46 cm)
- Peso massimo utilizzatore: 136 kg

#### Incluso nel kit

- Base rigida a celle chiuse
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2
- Cover interna idrorepellente
- Due sacche Air Bladder ermetiche (opzionali con gel)
- Supporto mediale cosce destro e sinistro
- Due cuscinetti per obliquità pelvica
- Due cunei per zona ischiatica anteriore
- Due supporti laterali cosce
- Due cunei inferiori cosce (per la flessione d'anca)



**NOTA BENE: nella valutazione della larghezza di seduta, è necessario considerare che lo spazio effettivo interno è ridotto per via del profilo alto dell'imbottitura, che è pari a 3"/8 cm (1,5"/4 cm per lato).**

Larghezza Nominale	Profondità Nominale	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
12" (30 cm)	12" (30 cm)	DX1C1212	_____	Pz.	630,00 €
	14" (36 cm)	DX1C1214	_____	Pz.	630,00 €
14" (36 cm)	14" (36 cm)	DX1C1414	_____	Pz.	630,00 €
	16" (41 cm)	DX1C1416	_____	Pz.	630,00 €
	18" (46 cm)	DX1C1418	_____	Pz.	630,00 €
15" (38 cm)	15" (38 cm)	DX1C1515	_____	Pz.	630,00 €
	16" (41 cm)	DX1C1516	_____	Pz.	630,00 €
	17" (43 cm)	DX1C1517	_____	Pz.	630,00 €
	19" (48 cm)	DX1C1519	_____	Pz.	630,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/cuscino-stx1>.

ETÀ ADULTA

16" (41 cm)	16" (41 cm)	DX1C1616	_____	Pz.	630,00 €
	18" (46 cm)	DX1C1618	_____	Pz.	630,00 €
	20" (51 cm)	DX1C1620	_____	Pz.	630,00 €
17" (43 cm)	17" (43 cm)	DX1C1717	_____	Pz.	630,00 €
	19" (48 cm)	DX1C1719	_____	Pz.	630,00 €
18" (46 cm)	16" (41 cm)	DX1C1816	_____	Pz.	630,00 €
	18" (46 cm)	DX1C1818	_____	Pz.	630,00 €
	20" (51 cm)	DX1C1820	_____	Pz.	630,00 €
	22" (56 cm)	DX1C1822	_____	Pz.	630,00 €
19" (48 cm)	19" (48 cm)	DX1C1919	_____	Pz.	630,00 €
20" (51 cm)	18" (46 cm)	DX1C2018	_____	Pz.	630,00 €
	20" (51 cm)	DX1C2020	_____	Pz.	630,00 €

**Accessori per cuscini Dreamline**

Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
	Cover esterna di ricambio	(codice articolo cuscino + OC)	_____	Pz.	155,00 €
	Cuscinetti BAC (10 pezzi)	DBACPADS10	_____	Kt	50,00 €
	Base rigida per cuscino - Nota bene: la base rigida è più stretta di 40 mm rispetto alla larghezza del cuscino (è progettata per essere inserita tra le guide della seduta e rafforzare il rivestimento) ed è più piccola di 30 mm rispetto alla profondità del cuscino per proteggere l'utilizzatore.	DCRB _____ (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)	_____	Pz.	125,00 €
	Base sagomata per cuscini Woven Air e Sprint	WAC _____ CB (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)	_____	Pz.	145,00 €
	Sacco Gel Cluster composto da polimeri morbidi senza fluido. Dimensione: 4" (10 cm) x 6" (15 cm). Si consiglia l'utilizzo di 4 pz in un cuscino.	DCG46	_____	Pz.	50,00 €
	Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €
	Sacco Gel Cluster fluido dalla misura 12" (30 cm) x 12" (30 cm) alla misura 16" (41 cm) x 16" (41 cm). Si consiglia l'utilizzo di 2 pz in un cuscino.	DCGFP _____ (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)	_____	Pz.	120,00 €
	Sacco Gel Cluster fluido dalla misura 16" (41 cm) x 18" (46 cm) alla misura 19" (48 cm) x 19" (48 cm). Si consiglia l'utilizzo di 2 pz in un cuscino.	DCGFP _____ (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)	_____	Pz.	175,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/cuscino-stx1>.

SACCA D'ARIA AGGIUNTIVA					
Codice	Descrizione	Quantità	U.M.	Imponibile	
DCAB1212	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 12 (30 cm) " x 12" (30 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1214	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 12" (30 cm) x 14" (36 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1414	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 14" (36 cm) x 14" (36 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1416	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 14" (36 cm) x 16" (41 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1418	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 14" (36 cm) x 18" (46 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1515	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 15" (38 cm) x 15" (38 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1516	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 15" (38 cm) x 16" (41 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1517	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 15" (38 cm) x 17" (43 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1616	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 16" (41 cm) x 16" (41 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1618	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 16" (41 cm) x 18" (46 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1620	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 16" (41 cm) x 20" (51 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1717	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 17" (43 cm) x 17" (43 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1719	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 17" (43 cm) x 19" (48 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1816	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 18" (46 cm) x 16" (41 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1818	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 18" (46 cm) x 18" (46 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1820	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 18" (46 cm) x 20" (51 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1822	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 18" (46 cm) x 22" (56 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB1919	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 19" (48 cm) x 19" (48 cm)		Pz.	55,00€	
DCAB2020	Sacca d'aria per cuscino STX1 misura 20" (51 cm) x 20" (51 cm)		Pz.	55,00€	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/cuscino-stx1>.