

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Cuscino Woven Air

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

CUSCINO WOVEN AIR

Numero repertorio Ministero: 2675214

Descrizione

Cuscino ad aria che non richiede il gonfiaggio delle camere contenenti l'aria, né alcuna manutenzione. Esso è estremamente stabile ed idoneo anche a trasferimenti laterali o anteriori.

Caratteristiche tecniche

- Base rigida per una maggiore stabilità
- Flottazione WovenAir regione quadricipiti
- Tubi ermetici posizionati a serpentina contenenti aria
- Spessore sotto le cosce: 7,5 cm
- Interno del cuscino lavabile
- Peso cuscino: 1,05 kg (mis. 18"x18" - 46 x 46 cm)
- Peso massimo utilizzatore: 180 kg



Incluso nel kit

- Base rigida
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2
- Set di 4 cuscini per obliquità pelvica



Nota bene: l'altezza del cuscino si comprime rispettivamente a 4 cm per H 6 cm e a 5,5 cm per H 8 cm per via del peso dell'utente.

	Larghezza Nominale	Profondità Nominale	Altezza	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
14" (36 cm)		14" (36 cm)	6 cm	WACBOP1414	_____	Pz.	630,00 €
		16" (41 cm)	6 cm	WACBOP1416	_____	Pz.	630,00 €
		18" (46 cm)	6 cm	WACBOP1418	_____	Pz.	630,00 €
15" (38 cm)		15" (38 cm)	6 cm	WACBOP1515	_____	Pz.	630,00 €
		17" (43 cm)	6 cm	WACBOP1517	_____	Pz.	630,00 €
		19" (48 cm)	6 cm	WACBOP1519	_____	Pz.	630,00 €
16" (41 cm)		16" (41 cm)	8 cm	WACBOP1616	_____	Pz.	630,00 €
		18" (46 cm)	8 cm	WACBOP1618	_____	Pz.	630,00 €
		20" (51 cm)	8 cm	WACBOP1620	_____	Pz.	630,00 €
17" (43 cm)		17" (43 cm)	8 cm	WACBOP1717	_____	Pz.	630,00 €
		19" (48 cm)	8 cm	WACBOP1719	_____	Pz.	630,00 €
18" (46 cm)		16" (41 cm)	8 cm	WACBOP1816	_____	Pz.	630,00 €
		18" (46 cm)	8 cm	WACBOP1818	_____	Pz.	630,00 €
		20" (51 cm)	8 cm	WACBOP1820	_____	Pz.	630,00 €
		22" (56 cm)	8 cm	WACBOP1822	_____	Pz.	630,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 08.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/cuscino-woven-air>.

	19" (48 cm)	19" (48 cm)	8 cm	WACBOP1919	_____	Pz.	630,00 €
	20" (51 cm)	18" (46 cm)	8 cm	WACBOP2018	_____	Pz.	630,00 €
		20" (51 cm)	8 cm	WACBOP2020	_____	Pz.	630,00 €

Accessori per cuscini Dreamline

Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
	Cover esterna di ricambio	(codice articolo cuscino + OC)	_____	Pz.	155,00 €
	Cuscinetti BAC (10 pezzi)	DBACPADS10	_____	Kt	50,00 €
	Base rigida per cuscino - Nota bene: la base rigida è più stretta di 40 mm rispetto alla larghezza del cuscino (è progettata per essere inserita tra le guide della seduta e rafforzare il rivestimento) ed è più piccola di 30 mm rispetto alla profondità del cuscino per proteggere l'utilizzatore.	DCRB _____ (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)	_____	Pz.	125,00 €
	Base sagomata per cuscini Woven Air e Sprint	WAC _____CB (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)	_____	Pz.	145,00 €
	Sacco Gel Cluster composto da polimeri morbidi senza fluido. Dimensione: 4" (10 cm) x 6" (15 cm). Si consiglia l'utilizzo di 4 pz in un cuscino	DCG46	_____	Pz.	50,00 €
	Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €

Tubi d'aria aggiuntivi

Codice	Descrizione	U.M.	Imponibile
WAT1470	Tubo d'aria per cuscini Woven Air e Sprint da 14"- H 7 cm x L 87 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
WAT1570	Tubo d'aria per cuscini Woven Air e Sprint da 15"- H 7 cm x L 93 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
WAT1690	Tubo d'aria per cuscini Woven Air da 16"- H 9 cm x L 99 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
WAT1790	Tubo d'aria per cuscini Woven Air da 17"- H 9 cm x L 105 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
WAT1890	Tubo d'aria per cuscini Woven Air da 18"- H 9 cm x L 111 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
WAT1990	Tubo d'aria per cuscini Woven Air da 19"- H 9 cm x L 115 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
WAT2090	Tubo d'aria per cuscini Woven Air da 20"- H 9 cm x L 120 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 08.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/cuscino-woven-air>.