

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:  
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

## SCHIENALE IGNITE ACTIVE CONTOUR

Rivenditore

Valutazione eseguita da:  
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

## SCHIENALE IGNITE ACTIVE CONTOUR

Numero repertorio Ministero: 2571463

## Descrizione

Gli schienali Ignite Active in alluminio sono pensati per gli utenti attivi. Facilitano l'efficienza dell'autopropulsione e garantiscono il necessario supporto. Sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia Bubble Contour, che riduce la tensione della schiuma, e da uno strato di morbida schiuma viscoelastica Sunmate.

## Caratteristiche tecniche

- Profondità laterale del supporto: 5 cm
- Scocca in alluminio
- Attacchi scocca a L laterali regolabili in profondità fino a 7,5 cm, in altezza, in larghezza fino a 5 cm e in angolazione +30°/-30°
- Attacchi sulla carrozzina a sgancio rapido per dimensioni tubo schienale da 1,9 a 2,5 cm
- Schiuma viscoelastica Sunmate a bassa resilienza
- Canali traspiranti
- Ridistribuzione delle pressioni
- Peso schienale: 1,8 kg (mis. 18"x13" - 46 x 33 cm attacchi inclusi)
- Peso massimo utilizzatore: 136 kg




## Incluso nel kit

- Attacchi a sgancio rapido
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2
- Cuscinetto lombare
- Kit cunei laterali (2 standard + 2 mini)
- Minuteria: morsetti (1 destro e 1 sinistro), 4 perni mini e 2 carenature perni. Lo schienale include un pacco extra di 2 viti M6 X 16 mm con rondelle e dadi per il dislocamento del supporto laterale del tronco. Utilizzare componentistica originale 20x20 U2.

NOTA BENE: la schiuma sorge dai bordi superiore ed inferiore della scocca dello schienale di 2,5 cm per una protezione extra dei bordi.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/schienale-ignite-active-contour](http://www.medimec.it/schienale-ignite-active-contour).

**DIMENSIONE SCOCCA SCHIENALE IGNITE ACTIVE CONTOUR**



Codice articolo	Dimensione (larghezza x altezza)	A (altezza scocca schienale)	B (centro della posizione laterale)	C (larghezza O/A schienale)	D (tra componenti laterali)	E (profondità laterale)
DIBA1407	14" (36 cm) x 7" (18 cm)	17 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1409	14" (36 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1412	14" (36 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1414	14" (36 cm) x 14" (36 cm)	35 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1416	14" (36 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1507	15" (38 cm) x 7" (18 cm)	17 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1509	15" (38 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1512	15" (38 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1514	15" (38 cm) x 14" (36 cm)	35 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1516	15" (38 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1608	16" (41 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1610	16" (41 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1613	16" (41 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1616	16" (41 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1618	16" (41 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1708	17" (43 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1710	17" (43 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1713	17" (43 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1716	17" (43 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1718	17" (43 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1808	18" (46 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA1810	18" (46 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA1813	18" (46 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA1816	18" (46 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA1818	18" (46 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA2008	20" (51 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	-	43,5 cm	-	5 cm
DIBA2010	20" (51 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	-	43,5 cm	-	5 cm
DIBA2013	20" (51 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	-	43,5 cm	-	5 cm
DIBA2016	20" (51 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	43,5 cm	-	5 cm
DIBA2018	20" (51 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	-	43,5 cm	-	5 cm

Larghezza Nominale	Altezza Nominale	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
14" (36 cm)	7" (18 cm)	DIBA1407	_____	Pz.	810,00 €
	9" (23 cm)	DIBA1409	_____	Pz.	810,00 €
	12" (30 cm)	DIBA1412	_____	Pz.	810,00 €
	14" (36 cm)	DIBA1414	_____	Pz.	810,00 €
	16" (41 cm)	DIBA1416	_____	Pz.	810,00 €
15" (38 cm)	7" (18 cm)	DIBA1507	_____	Pz.	810,00 €
	9" (23 cm)	DIBA1509	_____	Pz.	810,00 €
	12" (30 cm)	DIBA1512	_____	Pz.	810,00 €
	14" (36 cm)	DIBA1514	_____	Pz.	810,00 €
	16" (41 cm)	DIBA1516	_____	Pz.	810,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/schienale-ignite-active-contour](http://www.medimec.it/schienale-ignite-active-contour).

16" (41 cm)	8" (20 cm)	DIBA1608	_____	Pz.	810,00 €
	10" (25 cm)	DIBA1610	_____	Pz.	810,00 €
	13" (33 cm)	DIBA1613	_____	Pz.	810,00 €
	16" (41 cm)	DIBA1616	_____	Pz.	810,00 €
	18" (46 cm)	DIBA1618	_____	Pz.	810,00 €
17" (43 cm)	8" (20 cm)	DIBA1708	_____	Pz.	810,00 €
	10" (25 cm)	DIBA1710	_____	Pz.	810,00 €
	13" (33 cm)	DIBA1713	_____	Pz.	810,00 €
	16" (41 cm)	DIBA1716	_____	Pz.	810,00 €
	18" (46 cm)	DIBA1718	_____	Pz.	810,00 €
18" (46 cm)	8" (20 cm)	DIBA1808	_____	Pz.	810,00 €
	10" (25 cm)	DIBA1810	_____	Pz.	810,00 €
	13" (33 cm)	DIBA1813	_____	Pz.	810,00 €
	16" (41 cm)	DIBA1816	_____	Pz.	810,00 €
	18" (46 cm)	DIBA1818	_____	Pz.	810,00 €
20" (51 cm)	8" (20 cm)	DIBA2008	_____	Pz.	810,00 €
	10" (25 cm)	DIBA2010	_____	Pz.	810,00 €
	13" (33 cm)	DIBA2013	_____	Pz.	810,00 €
	16" (41 cm)	DIBA2016	_____	Pz.	810,00 €
	18" (46 cm)	DIBA2018	_____	Pz.	810,00 €

### Accessori per schienali Dreamline

Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
	Cover esterna di ricambio	_____ (codice articolo schienale + OC)	_____	Pz.	155,00 €
	Kit lombare completo	DBLMLTKIT	_____	Kt	50,00 €
	Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €
	Kit upgrade 4 punti	DBU2QR4PTKIT	_____	Kt.	310,00 €
	Kit di morsetti aggiuntivi per la seconda base mobile	DBU2QRCLAMPKIT	_____	Kt.	245,00 €
	Kit riduzione della larghezza	DBWRK	_____	Kt.	90,00 €
	Kit sospensioni sidewinder - compatibile solo con schienale di altezza pari e superiore ai 16" (41 cm)	DBSWSS	_____	Kt.	1.090,00 €
	Piastra interfaccia Corpus per il fissaggio sulle carrozzine Permobil Corpus	CDBIFP	_____	Pz.	280,00 €
	Pannello Modesty per schienali Ignite e Ignite Pro	DBMP_____ (inserire la misura della larghezza della carrozzina in pollici: 14,15,16,17,18,20)	_____	Pz.	110,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/schienale-ignite-active-contour](http://www.medimec.it/schienale-ignite-active-contour).