

Ordine

Preventivo

Conto visione

## Hercules SMALL NEW

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

### Hercules Small

Seggiolino per auto fino a 50 kg



**PREZZO BASE: 2.860,00 € + IVA**

Numero repertorio Ministero: 2578708

#### Configurazione di base

- Seggiolino
- Supporti laterali per il capo
- Regolazione continua della reclinazione schienale
- Supporto pelvico
- Fodera in tessuto ignifugo, lavabile traspirante
- Cinghia bretellaggio a 5 punti
- Set di supporti imbottiti per tronco e lati
- Regolazione in altezza dello schienale
- Regolazione in larghezza e profondità della seduta
- Guida per il corretto posizionamento della cintura di sicurezza del veicolo (posizionabile a destra o sinistra)
- Guida per il corretto posizionamento di gambe e bacino
- Protezione dagli impatti laterali

#### Dati tecnici

Profondità seduta	31 - 42 cm
Larghezza seduta	29 - 38 cm
Altezza schienale (da seduta interna)	57 - 80 cm
Larghezza schienale	45 cm
Altezza spalle (guide della cintura)	33 - 60 cm
Larghezza spalle (con accessorio guida per spalle)	26 - 36,5 cm
Reclinazione schienale	90° - 145°
Basculamento della seduta (con piastra basculamento da 10°)	0°
(con piastra basculamento da 20°)	0°/2,5°/5°/7,5°/10° 12,5°/15°/17,5°/20°
Lunghezza da cavo popliteo (con poggiatesta)	16 - 42 cm
Altezza supporti laterali tronco (accessorio)	28 - 34 cm
Distanza max supporti laterali tronco (accessorio)	20 - 33 cm
Ingombro totale max (L x H x P)	55 x 85 x 34 cm
Ingombro da piegato (L x H x P)	55 x 22 x 60 cm
Peso (configurazione base)	11,6 kg circa
Portata max	50 Kg
Altezza max utente	100 - 150 cm



Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 03.02.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/hercules-small](http://www.medimec.it/hercules-small).

Seggiolino			
Articolo	Descrizione		Imponibile
<b>470B</b>	Hercules SMALL seggiolino ortopedico per auto - grigio/azzurro		2.860,00 €
<b>470R</b>	Hercules SMALL seggiolino ortopedico per auto - grigio/rosso		2.860,00 €

Accessori			
Equipaggiamento aggiuntivo necessario per la stabilità della seduta (scegliere una delle seguenti opzioni)			
Kit di connessione isofix (per veicoli in possesso di sistema di aggancio isofix) *	Barra stabilizzatrice posteriore (per veicolo NON equipaggiati da sistema isofix) *	Supporto di appoggio anteriore	
			
<b>479</b>	<b>421</b>	<b>480</b>	
Prezzo / Pz. 178,00 €	Prezzo / Pz. 105,00 €	Prezzo / Pz. 260,00 €	

\* Il kit Isofix 479 e la barra stabilizzatrice 421 NON possono essere utilizzati insieme

Basi per il seggiolino			
Piano rotante **	Base per la reclinazione fino a 10° **	Prolunga per la reclinazione fino a 20° da applicare a base 476 **	Cuscino stabilizzatore ***
			
<b>475</b>	<b>476</b>	<b>477</b>	<b>513</b>
Prezzo / Pz. 490,00 €	Prezzo / Pz. 360,00 €	Prezzo / Pz. 105,00 €	Prezzo / Pz. 106,00 €

\*\* Per una maggiore stabilità, si consiglia di abbinare al piano rotante o alla base per reclinazione, il kit di connessione Isofix (479) oppure il supporto di aggancio anteriore (480) oppure il cuscino stabilizzatore per la base (513)

\*\*\* Si raccomanda di utilizzare il cuscino stabilizzatore (513) nei veicoli dotati di sedili con incavo nella seduta per compensare le superficie di contatto del piano del seggiolino con il sedile del veicolo

Supporto per capo e spalle			
Cuscino imbottito per interno poggiatesta (per bambini piccoli)	Profondità poggiatesta maggiorata (+ 4 cm)	Guida aggiuntiva per il corretto posizionamento della cintura di sicurezza dell'auto	
			
<b>494</b>	<b>496</b>	<b>490</b>	
Prezzo / Pz. 285,00 €	Prezzo / Pa. 95,00 €	Prezzo / Pz. 160,00 €	
Prolunga della regolazione in altezza dello schienale (+ 4 cm)	Imbottitura di supporto per spalle		
			
<b>495</b>	<b>483</b>		
Prezzo / Pa. 73,00 €	Prezzo / Pa. 168,00 €		

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 03.02.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/hercules-small](http://www.medimec.it/hercules-small).

Supporto per il tronco			
Supporti laterali per il tronco fissi***** 	Supporti laterali per il tronco swing-away **** 	Braccioli 	Tavolino***** 
Prezzo / Pa. <b>486</b> 295,00 €	Prezzo / Pa. <b>487</b> 590,00 €	Prezzo / Pa. <b>489</b> 478,00 €	Prezzo / Pa. <b>491</b> 439,00 €

\*\*\*\* I supporti laterali per il tronco (428, 406) e le pelotte toracali (429, 405) non possono essere utilizzati in combinazione tra di loro  
\*\*\*\*\* Il tavolino (491) è utilizzabile solo con i braccioli (489)

Supporto arti inferiori	
Cuneo di abduzione 	Poggiapiedi pieghevole regolabile in altezza e angolazione 
Prezzo / Pz. <b>488</b> 295,00 €	Prezzo / Pz. <b>481</b> 530,00 €

Ulteriori accessori		
Clip aggiuntiva per la chiusura della cintura sul petto 	Tappeto di protezione per il sedile e l'appoggiaschiena 	Fodera impermeabile per la seduta 
Prezzo / Pz. <b>423</b> 18,00 €	Prezzo / Pz. <b>8141</b> 73,00 €	Prezzo / Pz. <b>497</b> 168,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 03.02.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/hercules-small](http://www.medimec.it/hercules-small).