

ESPANSORE DELLA COVER

1



**Personalizzazione della cover in loco**

**Facile come bere un bicchiere d'acqua**

Lo schienale Support con sistema BAC può essere sviluppato in base alle tue esigenze specifiche.

2



Chiudere la cover con la zip.

Come tutti gli altri schienali, la profonda struttura asimmetrica fa sì che la cover sia sottoposta ad una notevole tensione.

3



Utilizzare le zone dell'espansore per eliminare la tensione dalla cover stessa.

- Libera la tensione nella cover consentendo all'utilizzatore di immergersi adeguatamente e allo schienale di funzionare correttamente.
- Le zone possono essere spostate in qualsiasi punto di tensione.
- Le zone multiple di tensione possono essere rilasciate nello stesso momento, accogliendo anche le sagome più asimmetriche e molto piccole.
- Off-the-shelf. Le cover personalizzate non saranno più necessarie!