

SCHEMA TECNICA CUSCINO DREAMLINE SPRINT

Cuscino ibrido

Il cuscino SPRINT è un cuscino leggerissimo pensato per gli utilizzatori attivi. La struttura in schiuma/aria lo rende particolarmente stabile, in modo tale che la massima energia sia trasferita alla propulsione. I tubi d'aria nella regione ischiatica contribuiscono a evitare le lesioni da pressione. Il basso profilo laterale aiuta nei trasferimenti. Non è necessaria alcuna manutenzione: i tubi contenenti l'aria sono ermetici e non devono essere gonfiati. L'altezza di 55 mm sotto le cosce contribuisce ad abbassare il baricentro.

- Spessore di 55 mm sotto le cosce.
- Aggiunta profilo sottile 15 mm/profilo laterale per abduzione.
- Flottazione doppia regione Woven Air™ nella regione ischiatica.
- Include cuscinetti per obliquità pelvica.
- Strato in schiuma ibrida nella regione delle cosce.
- Cover per cuscino singolo in tessuto elastico in 4 direzioni FLO2™ con fodera uretanica idrorepellente sulla superficie superiore.
- Peso del cuscino = 1,05 kg (mis. 18" x 18" - 46 x 46 cm)
- Peso massimo dell'utilizzatore = 180 kg

