

SCHEDA TECNICA CUSCINO DREAMLINE WOVEN AIR

Cuscino ad aria

Il cuscino terapeutico Woven Air™ è un comodo cuscino che non richiede alcuna manutenzione. Esso è un cuscino ad aria estremamente stabile ed è idoneo per i trasferimenti laterali e anteriori. La base Contour fornisce una maggiore stabilità e dispersione della pressione.

- Fino alla larghezza di 15" (38 cm), spessore di 60 mm sotto le cosce (si comprime a 40 mm sotto il peso dell'utente).
- Dalla larghezza di 16" (41 cm), spessore di 80 mm sotto le cosce (si comprime a 55 mm sotto il peso dell'utente).
- Flottazione Woven Air regione quadricipiti.
- L'interno del cuscino può essere lavato in lavatrice.
- Include la cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2™.
- Include base Contour di posizionamento.
- Include cuscinetti per obliquità pelvica.
- Cover idrorepellente opzionale.
- Peso del cuscino = 1,05 kg (mis. 18"x18" – 46x46 cm)
- Peso massimo dell'utilizzatore = 180 kg



Composizione

Sacca aria in nylon/tessuto uretanico, tubi ad aria in nylon e aria.

Cover

Cover esterna in FLO2™ elastica in 4 direzioni, lavabile, traspirante e rimovibile. La cover include una base anti-scivolo con velcro per il fissaggio e la maniglia per il trasporto collocata sulla parte inferiore, non visibile.

Ridistribuzione della pressione

Flottazione ad aria

