

SCHEDA TECNICA SCHIENALE DREAMLINE SUPPORT

Schienale in alluminio

Lo schienale Dreamline Support è pensato per gli utilizzatori meno attivi che richiedono complessi supporti esterni.

L'interno dello schienale in schiuma è sottile per massimizzare la profondità della seduta.

Lo schienale è pensato per un semplice fissaggio di supporti braccioli swing away, poggiatesta, cinture, ecc.

Gli schienali Dreamline Support sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia Bubble Contour, che riduce la tensione della schiuma insieme ad un rivestimento in morbida schiuma viscoelastica Sunmate: ciò supporta un'immersione maggiore e la redistribuzione della pressione.

- Scocca rettangolare in alluminio ad altezza della spalla.
- Attacchi fissi o a sgancio rapido.
- Il componente per il fissaggio dello schienale è regolabile in profondità (fino a 3" - 75 mm), altezza, larghezza (fino a 2" - 50 mm) e angolazione (fino a 60° +30°/-30°).
- I morsetti di fissaggio dello schienale possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore delle asole dello schienale.
- Interno in soffice schiuma da ½" ad alta resilienza, strato in soffice schiuma Sunmate a bassa resilienza.
- Include il cuscinetto lombare regolabile in schiuma e il kit integrato con cunei laterali.
- Include la cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2™.
- Peso dello schienale = 2,6kg (18"x18" - 46 x 46 cm attacchi inclusi)
- Peso massimo dell'utilizzatore = 136 kg



Dreamline

ROLAPAL

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl - Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato - Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 - Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

