

Ordine Preventivo Conto visione

## Tigo arti inferiori

Rivenditore

Valutazione eseguita da:  
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

### Tigo arti inferiori

Cicloergometri motorizzati con display

THERA  
TRAINER

**A PARTIRE DA € 4.530,00 + IVA**

Numero repertorio Ministero: 1384182/R



#### Configurazione di base

- Display di facile lettura
- Indicazioni relative alla terapia effettuata
- Sistema antispasmo
- Aiuto per il posizionamento delle gambe
- Poggiapiedi sagomato
- Motore da 240W



Le configurazioni predefinite sottoelencate possono essere integrate con accessori, ma non è possibile toglierne.








#### Configurazioni di base Tigo

Articolo	Descrizione	Comprende	U.M.	Imponibile
<b>A003-882</b> 	<b>TIGO 562</b> Per pazienti con peso corporeo max. di 180 kg Dimensioni (L/P/A): 83 / 47,3 / 110,5-120 cm Peso: ca. 30 kg	A000-525 unità base A003-723 base del dispositivo con rotelle A001-409 poggiapiedi con regolazione del raggio in due gradazioni A001-415 maniglia di sicurezza <b>A004-517 comando con display a colori 2,7"</b>	Pz.	4.530,00 €
<b>A003-882R</b> 	<b>TIGO 562R</b> Per pazienti con peso corporeo max. di 120 kg Dimensioni (L/P/A): 83 / 47,3 / 112,5-122 cm Peso: ca. 32 kg	A000-525 unità base A003-723 base del dispositivo con rotelle A001-411 poggiapiedi con regolazione continua del raggio, attrezzi inclusi A003-717 supporto per attrezzi A001-415 maniglia di sicurezza <b>A004-517 comando con display a colori 2,7"</b>	Pz.	4.890,00 €


La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.08.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/tigo-arti-inferiori](http://www.medimec.it/tigo-arti-inferiori).

 <p><b>A008-011</b></p>	<p><b>TIGO 630</b> Per pazienti con peso corporeo max. di 180 kg Dimensioni (L/P/A): 83/47,3/107-117 cm Peso: ca 33 kg</p>	<p>A000-525 unità base A003-723 base del dispositivo con rotelle A001-409 poggiatesta con regolazione del raggio in due gradazioni A001-415 maniglia di sicurezza <b>A004-652 comando e display con schermo a colori 7" incl. funzione touch</b> A004-712 pacchetto software cicloergometro per comando e display</p>	<p>Pz.</p>	<p>5.440,00 €</p>
 <p><b>A008-011R</b></p>	<p><b>TIGO 630R</b> Per pazienti con peso corporeo max. di 120 kg Dimensioni (L/P/A): 83/47,3/107-117 cm Peso: ca 33 kg</p>	<p>A000-525 unità base A003-723 base del dispositivo con rotelle A001-411 poggiatesta con regolazione continua del raggio, attrezzi inclusi A003-717 supporto per attrezzi A001-415 maniglia di sicurezza <b>A004-652 comando e display con schermo a colori 7" incl. funzione touch</b> A004-712 pacchetto software cicloergometro per comando e display</p>	<p>Pz.</p>	<p>5.830,00 €</p>










Configurazioni/Accessori

Unità base				
Articolo	Descrizione	Comprende	U.M.	Imponibile
 <p><b>A000-525</b></p>	<p><b>UNITÀ BASE THERA-TRAINER TIGO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elettromotore da 240 Watt per allenare le gambe</li> <li>• performance elevata, lunga durata e massima silenziosità</li> <li>• telaio completamente in metallo robusto e resistente</li> <li>• verniciatura a polvere blu ecologica</li> <li>• Alimentazione 230 Volt</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>2.560,00 €</p>
 <p><b>A003-723</b></p>	<p><b>BASE REGOLABILE CON ROTELLE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• base regolabile in metallo per allungare la base</li> <li>• le grandi rotelle sul lato paziente permettono di regolare la distanza tra il THERA-Trainer e il paziente in qualsiasi momento</li> <li>• altezza della base del dispositivo incl. rotelle 74 mm</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>145,00 €</p>
 <p><b>A002-750</b></p>	<p><b>BASE REGOLABILE PIATTA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• raccomandata per carrozzine sportive/attive con ferma piedi fisso</li> <li>• SENZA rotelle</li> <li>• altezza della base del dispositivo 24 mm</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>83,00 €</p>
 <p><b>A004-312</b></p>	<p><b>BASE CON 4 RUOTINE GIREVOLI E BLOCCABILI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 rotelline bloccabili</li> <li>• solo in combinazione con unità base A000-525 / A000-526</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>785,00 €</p>
 <p><b>A002-753</b></p>	<p><b>REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL BASAMENTO E SET DI RUOTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• raccomandato per persone di bassa statura o carrozzine con sedile alto (es. carrozzine elettriche)</li> <li>• altezza regolabile da 50 mm a 150 mm senza dover ricorrere ad attrezzi</li> <li>• possibili diverse regolazioni altezza davanti e dietro</li> <li>• la distanza tra paziente e poggiatesta può essere ridotta</li> <li>• appoggio stabile su piedi in gomma</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>620,00 €</p>



La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.08.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/tigo-arti-inferiori](http://www.medimec.it/tigo-arti-inferiori).

 <p><b>A003-735</b></p>	<p><b>DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO AD USO AUTONOMO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• protegge la sedia/carrozzina dal ribaltamento (ad es. in caso di spasmi di allungamento improvvisi)</li> <li>• blocca la distanza corretta tra cicloergometro e sedia/carrozzina</li> <li>• semplice applicazione dei ganci rivestiti in plastica alla sedia/ carrozzina</li> <li>• solo in combinazione con una delle basi del dispositivo (A003-723 / A002-750)</li> </ul>	Paio	625,00 €
 <p><b>A001-409</b></p>	<p><b>POGGIPIEDI CON REGOLAZIONE DEL RAGGIO IN DUE GRADAZIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con protezione di sicurezza e chiusure a strappo per fissare i piedi</li> <li>• i poggiatesta sono facilmente lavabili e disinfettabili</li> <li>• il raggio della pedivella può essere regolato a 75 mm o 110 mm con l'ausilio di appositi attrezzi</li> </ul>	Paio	405,00 €
 <p><b>A001-411</b></p>	<p><b>POGGIPIEDI CON REGOLAZIONE CONTINUA DEL RAGGIO, ATTREZZI INCLUSI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con protezione di sicurezza e chiusure a strappo per fissare i piedi</li> <li>• i poggiatesta sono facilmente lavabili e disinfettabili</li> <li>• regolazione continua del raggio per un semplice adattamento della lunghezza della pedivella, per pazienti con contratture e spasmi</li> <li>• il raggio della pedivella può essere regolato da 65 a 115 mm con uno strumento con presa a T in modo preciso e semplice</li> </ul>	Paio	820,00 €
 <p><b>A003-717</b></p>	<p><b>SUPPORTO PER ATTREZZI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per un corretto posizionamento degli attrezzi direttamente sul dispositivo</li> <li>• solo in combinazione con ferma piedi con regolazione continua del raggio, (A001-411)</li> </ul>	Pz.	21,00 €
 <p><b>A001-777</b></p>	<p><b>FERMAPIEDI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• raccomandato per pazienti che desiderano fissare autonomamente i piedi in modo semplice e veloce nei poggiatesta (es. in caso di spasmi, paralisi,...)</li> <li>• dotato di imbottiture morbide e posizionabili in modo variabile per fissare le gambe senza lasciare segni di compressione</li> <li>• le imbottiture possono essere rimosse in modo semplice per essere lavate e disinfettate</li> <li>• il fissaggio dei piedi è facilmente attuabile, premendo leggermente sull'imbottitura (per chiudere) o sulla leva di rilascio (per aprire)</li> <li>• solo in combinazione con uno dei poggiatesta (A001-409 / A001-411)</li> </ul>	Paio	650,00 €
 <p><b>A001-428</b></p>	<p><b>FERMAPOLPACCI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fermapolpacci per chi ha gambe deboli o paralizzate dotato di imbottiture morbide e posizionabili in modo variabile per fissare le gambe senza lasciare segni di compressione</li> <li>• le imbottiture possono essere rimosse in modo semplice per essere lavate e disinfettate</li> <li>• permette il movimento naturale delle anche</li> <li>• l'imbottitura e l'asta di giunzione della gamba possono essere rimossi senza utilizzare attrezzi</li> <li>• solo in combinazione con uno dei poggiatesta (A001-409 / A001-411)</li> </ul>	Paio	246,00 €
 <p><b>A001-414</b></p>	<p><b>SUPPORTO PER COMANDO E DISPLAY CON SCHERMO A COLORI 2,7"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inclinazione regolabile per una leggibilità ideale</li> </ul>	Pz.	98,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.08.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/tigo-arti-inferiori](http://www.medimec.it/tigo-arti-inferiori).

 <p><b>A001-415</b></p>	<p><b>MANIGLIA DI SICUREZZA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per una presa sicura durante l'esercizio (es. in caso di spasmi)</li> <li>• l'altezza e l'inclinazione della maniglia di sicurezza possono essere regolate</li> <li>• regolazione altezza: da 86,5 a 108,5 cm</li> <li>• l'impugnatura è protetta da un rivestimento antiscivolo in materiale espanso biocompatibile</li> <li>• l'impugnatura antiscivolo può essere lavata e disinfettata con facilità</li> <li>• incl. supporto per controllo e display con schermo a colori 2,7", 7" con inclinazione regolabile</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>420,00 €</p>
 <p><b>A004-517</b></p>	<p><b>DISPLAY CON SCHERMO A COLORI 2,7"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• facile gestione e regolazione di importanti parametri della terapia</li> <li>• dimensioni dello schermo = 54 x 40 mm</li> <li>• connessione wireless con THERASOFT</li> <li>• solo in combinazione con supporto per comando e display con schermo a colori 2,7" (A001-414), o maniglia di sicurezza (A001-415) o dispositivo per allenare gli arti superiori (A001-416)</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>950,00 €</p>
 <p><b>A004-652</b></p>	<p><b>DISPLAY CON SCHERMO A COLORI 7" INCL. FUNZIONE TOUCH</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccomandato per gli utenti con ambliopia o disturbi di percezione</li> <li>• Schermo a colori ad alta risoluzione con tecnologia TFT</li> <li>• Solo in combinazione con maniglia di sicurezza (A001415) o un dispositivo per arti superiori (A001-416) e il pacchetto software (A004-712)</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>1.480,00 €</p>
 <p><b>A004-712</b></p>	<p><b>PACCHETTO SOFTWARE PER TERAPIA INDIVIDUALE CON CICLOERGOMETRO PER SCHERMO A COLORI DA 7"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• facile gestione</li> <li>• molti programmi di allenamento (Neuro, Keeper, gioco di gruppo)</li> <li>• solo in combinazione con il comando e display con schermo a colori da 7 "(A004-652)</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>410,00 €</p>
 <p><b>A006-630</b></p>	<p><b>THERASOFT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• software per la valutazione, monitoraggio, pianificazione, analisi e gestione della documentazione della terapia</li> <li>• a seconda dello scopo della terapia possono essere scelte diverse sessioni di terapia / versioni di biofeedback</li> <li>• adattamento rapido dei parametri di allenamento (ad esempio tempi di training, livello, ecc.)</li> <li>• modulo di gioco in vista 2D</li> <li>• incl. valutazione della formazione</li> <li>• utilizzabile con cicloergometri Tigo e con standing Balo</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>920,00 €</p>
 <p><b>A004-020</b></p>	<p><b>RICEVITORE WIRELESS PER DISPLAY 2,7"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilita la comunicazione wireless tra THERASOFT (A006-630), il display a colori da 2,7" e il sensore per il feedback</li> <li>• Utilizzabile tramite l'interfaccia USB</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>42,00 €</p>
 <p><b>A006-672</b></p>	<p><b>RICEVITORE WIRELESS PER DISPLAY 7"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilita la comunicazione wireless tra THERASOFT (A006-630) e il display da 7"</li> <li>• Utilizzabile tramite l'interfaccia USB</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>42,00 €</p>
 <p><b>A004-247</b></p>	<p><b>PACCHETTO SOFTWARE CL PER LA TERAPIA DI GRUPPO VERSIONE AVANZATA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• software con possibilità di partecipazione di max 4 utenti contemporaneamente</li> <li>• opzioni di biofeedback "ciclismo attraverso i paesaggi" con 20 percorsi</li> <li>• opzioni aggiuntive di biofeedback "elicotteri" e "corse in collina"</li> <li>• solo in combinazione con il seguente display a colori: A004652 display a colori da 7"</li> <li>• Schermo non incluso nella dotazione</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>4.530,00 €</p>
 <p><b>A002-425</b></p>	<p><b>MINI-PC PER TERAPIA DI GRUPPO PACCHETTO SOFTWARE CICLOERGOMETRO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mini-PC incl. connessione HDMI, tastiera e mouse</li> <li>• solo in combinazione con terapia di gruppo pacchetto software Cicloergometro (A004-247)</li> </ul>	<p>Pz.</p>	<p>su richiesta</p>

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.08.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/tigo-arti-inferiori](http://www.medimec.it/tigo-arti-inferiori).

<p><b>A008-119</b></p> 	<p><b>STAZIONE MULTIMEDIALE</b></p>	<p>La stazione multimediale consente la riproduzione e la visualizzazione di THERA SOFT. Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display da 49"</li> <li>• Mini PC e ricevitore wireless</li> <li>• Tastiera e cavo di connessione HDMI</li> </ul>	Pz.	6.990,00 €
<p><b>A004-001</b></p> 	<p><b>TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230 V</b> Dimensioni (L/P/A): 195 x 147 x 75 mm Peso: ca. 3,1 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necessario per poter utilizzare il comando e il display nelle immediate vicinanze del paziente (raggio di 1,5 m attorno al dispositivo) (DIN EN 60601-1)</li> <li>• Potenza 150 VA</li> <li>• Solo in combinazione con la stazione multimediale (A008-119)</li> </ul>	Pz.	1100,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.08.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/tigo-arti-inferiori](http://www.medimec.it/tigo-arti-inferiori).